

Recommandations légales belges.

Tableau 8: Valeurs de seuil proposées pour les drogues dans l'urine et la durée de dépistage typique de ce seuil

Drogue	Substance	Seuil dans l'urine ng/mL	Durée de dépistage typique (jours)
Cannabis	THCCOOH	50	1 - 3 (4-68h. après 1 joint de 3,55% THC) [48]
Amphétamine	Amphétamine	1000	1 - 3
Designer-amphétamine	MDMA	dans la mesure du possible ¹	1 - 5
	MDEA	dans la mesure du possible ¹	1 - 5
	MBDB	dans la mesure du possible ¹	1 - 3
Héroïne	Morphine	300	1 - 2
Cocaïne	Benzoylécgonine	300	2 - 3

¹ Vu la détection la plupart du temps simultanée de designer amphétamines et d'amphétamine ou de métamphétamine le seuil peut difficilement être exactement 1000 ng/mL. La détection doit se faire de la meilleure façon possible, en d'autres termes, avec un seuil le plus bas possible.

Tableau 10: Recommandations en matière de test et d'analyse

	Test				Analyse			
	Substance	Médium	Méthode	Seuil (ng/mL)	Substance	Médium	Méthode	Seuil (ng/mL)
Cannabis	THCCOOH	Urine	Immuno essai	50	THC	Plasma	CG-SM	2
Amphétam. + designer	Amphétam. MDMA MDEA MBDB	Urine	Immuno essai	1000	Amphétam. MDMA MDEA MBDB	Plasma	CG-SM	50
Héroïne/ Opiacés	Morphine	Urine	Immuno essai	300	Morphine (libre)	Plasma	CG-SM	20
Cocaïne	Benzoylécgonine	Urine	Immuno essai	300	Cocaïne ou benzoylécg.	Plasma	CG-SM	50

Test : Test de dépistage (Effectué aux Cliniques de l'Europe).

Analyse : Test de confirmation (Effectué dans un centre de référence agréé).

Source : <http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/49/1840/49K1840001.pdf>