

Cliniques de l'Europe

MODALITES DE PRELEVEMENT DES SELLES

AFNAMEMODALITEITEN STOELGANG

Nederlandstalige versie onderaan

Le recueil des selles peut s'effectuer à l'aide de **kits de prélèvement disponibles sur demande au laboratoire** : Bassin réniforme en carton + pot avec spatule.



pot avec spatule :
une noix de selles
suffit

A défaut de kit de prélèvement, les selles peuvent être recueillies dans un pot propre et vide.

Comment faire un prélèvement des selles ?

- Mettre le papier mouchoir dans le bassin réniforme en carton et recueillir les selles dès émission **ou** insérer un papier ménager sous la lunette des toilettes ;
- Prélever une noisette de selles à l'aide d'une spatule puis transférer dans le pot ;
- Jeter le papier dans la cuvette de toilette et le bassin réniforme dans la poubelle ;
- Acheminer le plus rapidement possible au laboratoire. Si ce n'est pas possible, max. 72h au frigo.


Remarque : Selon les examens prescrits, il y a lieu de prendre en compte les remarques et de suivre les instructions reprises au niveau du 'Manuel de prélèvement'.

Cliniques de l'Europe

MODALITES DE PRELEVEMENT DES SELLES

AFNAMEMODALITEITEN STOELGANG

De afname van stoelgang kan gebeuren met **afnamesets die op aanvraag in het laboratorium** te verkrijgen zijn: Nierbekkenkarton + potje met spatel.



Vang de stoelgang in een proper potje op indien u geen afnameset heeft.

Hoe een stoelgangsstaal nemen?

- Doe de papieren zakdoek in het kartonnen nierbekken en verzamel de stoelgang zodra deze wordt uitgescheiden of plaats een huishoudrol papier onder de wc-bril;
- Neem een kleine hoeveelheid stoelgang met een spatel en breng deze over in de pot;
- Gooi het papier in de toiletpot en het nierbekken in de vuilnisbak;
- Stuur het staal zo snel mogelijk naar het laboratorium. Als dit niet mogelijk is, max. 72u in de koelkast.

Opmerking: Afhankelijk van de voorgeschreven onderzoeken moet u rekening houden met de opmerkingen en de instructies in de 'Handleiding voor afnames'.

Annexe au document « [SOPG04396](#) »
